

AK 12
Complément
pour la prise en charge de divers instruments.



- convient par ex. pour les pompes à lait maternel, bécards & entonnoirs

Code EAN: 4002511115620 / Numéro de matériel: 03830510 /
Ancien Numéro de matériel: 69501201D

Famille produit	
Laveurs pour verrerie, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les bécards	•
Complément/module pour la verrerie à col large	•
Autre complément	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement de divers ustensiles	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	4 13/16 (122)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	8 7/8 (224)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	17 1/8 (434)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	4 7/8 (123)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	12 7/16 (315)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	19 15/16 (505)
Poids net en lb (kg)	2 (0,74)
Poids brut en lb (kg)	3 (1,06)