

E 416

Complément

pour la prise en charge optimale de 6 spéculums à une ou deux parties.



- Pour la prise en charge de 6 spéculums à une ou deux parties
- 7 supports avec un écartement de 40 mm
- Utilisable dans panier sup. (spéculums à une partie) et inf.

Code EAN: 4002511803824 / Numéro de matériel: 03888650 /  
Ancien Numéro de matériel: 69541601D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8534	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément pour les instruments gynécologiques	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments gynécologiques	•
<b>Capacité</b>	
Spéculums gynécologiques [nombre]	6
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	6 3/16 (157)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	7 1/16 (178)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	11 (279)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	8 5/16 (210)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	7 7/8 (200)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	14 3/8 (365)
Poids net en lb (kg)	2 (0,69)
Poids brut en lb (kg)	3 (0,97)