

MT

Chariot de transport
pour le chargement & le déchargement des laveurs & désinfecteurs.



- Pour le stockage et le transport de paniers et compléments
- Divisé en 4 niveaux, réglables de 102,5 mm
- Mobile avec 4 roulettes blocables
- Taille de chargement de 549 x 599 mm

Code EAN: 4002511820005 / Numéro de matériel: 03893140 /
Ancien Numéro de matériel: 69200102D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Système de rangement/transport	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	78 3/16 (1985)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	26 1/8 (662)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	24 5/16 (616)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	79 15/16 (2030)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	26 13/16 (680)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	26 13/16 (680)
Poids net en lb (kg)	51 (23,00)
Poids brut en lb (kg)	64 (29,00)