


A 14
Couvercle
pour fixer la vaisselle fragile.



- Couvercle en inox
- Découpe de 7 x 7 mm, arête de 3 mm
- Pour complément AK 12

Code EAN: 4002511860995 / Numéro de matériel: 03981970 /
Ancien Numéro de matériel: 69745002D

Famille produit	
Laveurs pour verrerie, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
Catégorie de produit	
Couvercle	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement de divers ustensiles	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	0 13/16 (20)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	8 5/16 (210)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	8 5/16 (210)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	1 3/16 (30)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	9 1/2 (240)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	9 7/8 (250)
Poids net en lb (kg)	1 (0,20)
Poids brut en lb (kg)	1 (0,29)