


A 16  
Couvercle  
pour fixer la vaisselle fragile.



- Tresse métallique 1 mm, largeur mailles 5 mm, cadre tournant 4 mm

Code EAN: 4002511860971 / Numéro de matériel: 03981990 /  
Ancien Numéro de matériel: 69745004D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Couvercle	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0 3/4 (19) in (mm)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	9 1/16 (230) in (mm)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	8 1/2 (215) in (mm)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1 5/8 (40)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	9 7/8 (250)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	10 1/16 (255)
Poids net en kg	1 (0,15)
Poids brut en kg	1 (0,30)