

E 443

Douille de rinçage

pour la prise en charge optimale des instruments MIC .



- Convient aux instruments MIC de Ø 8 – 8,5 mm, vissables
- Longueur 121 mm mm, Ø 0 7/16 (10) in (mm) mm

Code EAN: 4002511908192 / Numéro de matériel: 04203840 / Ancien Numéro de matériel: 69744301D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Douille de rinçage	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments CMI	•
Traitement des instruments avec lumen	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	121
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	0 1/2 (12)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	3 3/16 (80)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	4 3/4 (120)
Diamètre en mm	0 7/16 (10)
Poids net en kg	1 (0,03)
Poids brut en kg	1 (0,03)