

E 445

Capuchon de douilles de rinçage

pour la fixation des instruments lors de l'utilisation des douilles de rinçage.



- 12 bouchons pour douilles de rinçage
- Ouverture Ø 0 1/4 (6) in (mm) mm

Code EAN: 4002511908185 / Numéro de matériel: 04203850 /
Ancien Numéro de matériel: 69744501D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Autres accessoires	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Transparent
Domaine d'application	
Traitement des instruments CMI	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	0 1/2 (12)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	3 1/4 (80)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	4 3/4 (120)
Diamètre en mm	0 1/4 (6)
Poids net en kg	1 (0,03)
Poids brut en kg	1 (0,03)