

E 448

Flexible en silicone

pour le nettoyage optimal de divers instruments.



- Raccord Luer-Lock, mâle, vissable
- Longueur 11 13/16 (300) in (mm) mm mm, Ø 0 7/16 (10) in (mm) mm
- Buse de rinçage, pas de vis 8 x 1 mm

Code EAN: 4002511908475 / Numéro de matériel: 04203880 / Ancien Numéro de matériel: 69744801D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Autres accessoires	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Transparent
Domaine d'application	
Traitement des instruments CMI	•
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	11 13/16 (300) in (mm)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0 3/8 (8) in (mm)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0 3/8 (8) in (mm)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	0 7/16 (10)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	6 3/4 (170)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	4 15/16 (125)
Diamètre en mm	0 7/16 (10)
Poids net en kg	1 (0,02)
Poids brut en kg	1 (0,02)