

E 451

Complément à mailles  
pour la prise en charge optimale de divers instruments.



- Complément à mailles avec couvercle pour les petites pièces
- Tresse métallique : 1 mm au fond, 0,8 mm côtés, 1 mm couvercle
- Largeur mailles : 3 mm au fond, 1,7 mm côtés, 3 mm couvercle

Code EAN: 4002511908154 / Numéro de matériel: 04203910 /  
Ancien Numéro de matériel: 69545101D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément à mailles	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments d'anesthésie	•
Traitement des instruments CMI	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	2 3/16 (55) in (mm)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	6 5/16 (160) in (mm)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	9 1/2 (240) in (mm)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	3 (75)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	6 1/2 (165)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	9 11/16 (245)
Poids net en kg	2 (0,79)
Poids brut en kg	2 (0,85)