

E 452

Gicleur à injection

pour le nettoyage optimal de divers instruments.



- Convient pour les chariots à injection, vissable

Code EAN: 4002511908499 / Numéro de matériel: 04203920 /
Ancien Numéro de matériel: 69745201D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments CMI	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Capacité	
Instruments avec lumen [nombre]	1
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	60
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	0 1/2 (12)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	3 1/4 (80)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	4 3/4 (120)
Poids net en kg	1 (0,00)
Poids brut en kg	1 (0,01)