

E 454

Gicleur à injection

pour le nettoyage de divers instruments, par ex. des douilles de trocart.



- Convient pour les douilles de trocart de Ø 10-15 mm, 8 x 150 mm
- Équipé d'un ressort pour l'ajustement de hauteur

Code EAN: 4002511908512 / Numéro de matériel: 04203940 /

Ancien Numéro de matériel: 69745401D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments CMI	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Raccordement élect. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	5 15/16 (150)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	0 1/2 (12)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	3 3/16 (80)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	4 3/4 (120)
Diamètre en po (mm)	0 3/8 (8)
Poids net en lb (kg)	1 (0,03)
Poids brut en lb (kg)	1 (0,04)