

E 454

Gicleur à injection

pour le nettoyage de divers instruments, par ex. des douilles de trocart.



- Convient pour les douilles de trocart de Ø 10-15 mm, 8 x 150 mm
- Équipé d'un ressort pour l'ajustement de hauteur

Code EAN: 4002511908512 / Numéro de matériel: 04203940 / Ancien Numéro de matériel: 69745401D

| | |
|--|-------------|
| Famille produit | |
| Laveurs-désinfecteurs, médical | • |
| Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical | • |
| Accessoires | |
| G 7826 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8592 | • |
| Catégorie de produit | |
| Gicleur à injection | • |
| Caractéristiques produit | |
| Matériau | Inox |
| Couleur | Inox |
| Domaine d'application | |
| Traitement des instruments CMI | • |
| Traitement des instruments avec lumen | • |
| Raccordement électr. standard | |
| Nombre de phases de courant | 0 |
| Tension en V | 0 |
| Fréquence en Hz | 0 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 0,00 |
| Protection par fusible en A | 0 |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 0 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 0 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 150 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 0 1/2 (12) |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 3 1/4 (80) |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 4 3/4 (120) |
| Diamètre en mm | 0 3/8 (8) |
| Poids net en kg | 1 (0,03) |
| Poids brut en kg | 1 (0,04) |