

E 458

Complément

pour la prise en charge optimale des tétines à visser.



- Convient pour 36 tétines à visser
- 36 compartiments de ?? x ??
- Équipé d'un couvercle rabattable et refermable

Code EAN: 4002511919358 / Numéro de matériel: 04235200 /
Ancien Numéro de matériel: 69545801D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Autre complément	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Nombre de compléments	36
Domaine d'application	
Traitement des biberons	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	2 1/2 (63)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	8 1/2 (215)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	17 9/16 (445)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	17 3/4 (450)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	3 3/16 (80)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	8 11/16 (220)
Poids net en lb (kg)	4 (1,50)
Poids brut en lb (kg)	4 (1,60)