


E 940

Chariot

pour la prise en charge optimale de verrerie à col étroit sur 2 niveaux.



- Le chariot d'injection est utilisable sans niveau supérieur
- Bande magnétique pour la détection automatique de chariot
- Niveau inférieur équipé au total de 115 buses avec support-tulipe

Code EAN: 4002512145473 / Numéro de matériel: 04607630 / Ancien Numéro de matériel: 69594001D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8527	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Chariot pour verrerie à col étroit	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Capacité</b>	
Verrerie à col étroit [nombre]	115
<b>Raccordement élect. standard</b>	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	22 1/4 (565)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	25 1/4 (640)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	31 1/8 (790)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	29 15/16 (760)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	31 1/2 (800)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	47 1/4 (1200)
Poids net en lb (kg)	78 (35,00)
Poids brut en lb (kg)	100 (45,00)
<b>Paquet d'accessoires</b>	
Barre magnétique pour l'identification automatique de chariot (avec aimants) [nombre]	1