


E 457

Complément

pour la prise en charge optimale d'instruments MIC amovibles.



- Convient par ex. pour 12 poignées ou inserts
- Fond en tresse métallique avec largeur mailles 3 mm, côtés fermés
- Support soudé pour 8-12 poignées, réglage variable
- Équipé de 3 arêtes pour les paliers et les supports-tulipes

Code EAN: 4002512067331 / Numéro de matériel: 04618030 / Ancien Numéro de matériel: 69545702D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les instruments MIC	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement des instruments CMI	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	192
Dimension extérieure, largeur nette en mm	490
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	62
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	4 3/4 (120)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	12 5/8 (320)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	21 3/8 (540)
Poids net en kg	4 (1,75)
Poids brut en kg	5 (2,02)