

E 444

Complément

pour la prise en charge des câbles de lumière froide et des tuyaux d'aspiration.



- Les câbles/tuyaux sont en forme de spirale autour du tambour
- H 202 mm mm, avec étrier 214 mm ; Ø 5 3/4 (145) in (mm) mm

Code EAN: 4002512083966 / Numéro de matériel: 04637700 / Ancien Numéro de matériel: 69544401D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les instruments MIC	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments CMI	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	202
Dimension extérieure, largeur nette en mm	138
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	112
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	5 9/16 (140)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	5 15/16 (150)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	10 1/4 (260)
Diamètre en mm	5 3/4 (145)
Poids net en kg	1 (0,28)
Poids brut en kg	1 (0,44)