

E 800

Complément

pour la prise en charge optimale de 3 compléments à mailles ou haricots.



- Équipé de 4 supports
- Utilisable dans le panier inférieur et supérieur

Code EAN: 4002512087773 / Numéro de matériel: 04637720 /
Ancien Numéro de matériel: 69580001D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
G 7831	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Complément pour les compléments à mailles	•
Complément pour les haricots/cuvettes	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des haricots	•
Capacité	
Haricots [nombre]	3
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	165
Dimension extérieure, largeur nette en mm	140
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	290
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	7 1/2 (190)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	7 11/16 (195)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	16 15/16 (430)
Poids net en kg	1 (0,29)
Poids brut en kg	2 (0,49)