


E 803

Complément

pour la prise en charge optimale des spéculums auriculaires et nasaux.



- 160 compartiments d'env. 13 x 13 mm
- Largeur de mailles au fond : 1,7 mm
- Utilisable dans le panier inférieur et supérieur

Code EAN: 4002512087735 / Numéro de matériel: 04637750 /
Ancien Numéro de matériel: 69580301D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8534	•
Catégorie de produit	
Complément pour les instruments ORL	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Nombre de compléments	160
Domaine d'application	
Traitement des instruments ORL	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	2 1/2 (63)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	6 1/2 (165)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	12 1/2 (317)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	3 3/16 (80)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	8 11/16 (220)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	17 3/4 (450)
Poids net en lb (kg)	3 (1,25)
Poids brut en lb (kg)	3 (1,30)