

E 941  
Chariot  
pour la prise en charge de modules sur 2 niveaux.



- Selon la taille de la vaisselle, convient pour jusqu'à 2 modules par niveau
- Raccordement du chariot à l'arrivée d'eau et l'air de séchage
- Les dimensions de chargement des deux niveaux sont différentes

Code EAN: 4002512273411 / Numéro de matériel: 04812530 /  
Ancien Numéro de matériel: 69594101D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Chariot pour instruments d'orthopédie	•
Autres chariots	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Raccordement élect. standard</b>	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	16 5/8 (421)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	24 3/8 (619)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	31 1/8 (790)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	27 9/16 (700)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	31 1/2 (800)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	47 1/4 (1200)
Poids net en lb (kg)	36 (16,30)
Poids brut en lb (kg)	58 (26,00)
<b>Paquet d'accessoires</b>	
Barre magnétique pour l'identification automatique de chariot (avec aimants) [nombre]	1