

E 464
Enregistrement
pour les buses d'injection E 454 Ø 13 x 65 mm.



- Équipé d'un ressort pour l'ajustement de hauteur

Code EAN: 4002512173018 / Numéro de matériel: 04837600 /
Ancien Numéro de matériel: 69746401D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Logement	•
Gicleur à injection	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments CMI	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	65
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	0 1/2 (12)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	3 3/16 (80)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	4 3/4 (120)
Diamètre en mm	0 9/16 (13)
Poids net en kg	1 (0,04)
Poids brut en kg	1 (0,05)