

E 460

Complément

pour la prise en charge optimale de divers instruments de MIC.



- Convient pour éléments optiques fixes de différentes longueurs
- Largeur mailles au fond 8 x 1 mm, côtés/couvercle 7 x 7 x 3 mm
- 3 supports pour la prise en charge de 2 éléments optiques fixes

Code EAN: 4002512183383 / Numéro de matériel: 04861390 /
Ancien Numéro de matériel: 69546001D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les instruments MIC	•
Autre complément	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments CMI	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	53
Dimension extérieure, largeur nette en mm	100
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	430
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	3 3/4 (95)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	6 3/4 (170)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	21 3/4 (550)
Poids net en kg	2 (0,71)
Poids brut en kg	3 (0,94)