


U 881

Panier inférieur

avec un complément à montage fixe pour les soucoupes.



- Pour 54 soucoupes
- Peut être combiné avec le complément E 809 pour 23 tasses
- Hauteur 9,5 (18,8 cm avec E 809), largeur 51,8, prof. 48,6 cm

Code EAN: 4002512273398 / Numéro de matériel: 04906620 / Ancien Numéro de matériel: 67188102D

Familie produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Familie produits/accessoires	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Catégorie de produit	
Panier pour soucoupes	•
Panier inférieur	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Câble, rilsanisé
Couleur	Blanc
Capacité	
Sous-tasses [nombre]	54
Raccordement électrique standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0

U 881

Panier inférieur

avec un complément à montage fixe pour les soucoupes.



Code EAN: 4002512273398 / Numéro de matériel: 04906620 /
Ancien Numéro de matériel: 67188102D

Dimensions et poids

Dimension extérieure, hauteur nette en mm	98,5
Dimension extérieure, largeur nette en mm	529
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	515
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	8 3/8 (210)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	20 3/4 (525)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	21 1/8 (535)
Poids net en kg	9 (3,78)
Poids brut en kg	16 (7,11)