

E 466

Gicleur à injection

pour la prise en charge optimale de soufflets de 8 x 333 mm.



Code EAN: 4002512223744 / Numéro de matériel: 04966620 /
Ancien Numéro de matériel: 69746601D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Autres accessoires	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments d'anesthésie	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	0 (0)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	0 (0)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	13 1/8 (333)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	5 9/16 (140)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	10 1/4 (260)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	5 15/16 (150)
Diamètre en po (mm)	0 3/8 (8)
Poids net en lb (kg)	2 (0,85)
Poids brut en lb (kg)	3 (1,00)