


E 930

Complément

pour prise en charge de max. 36 sabots de bloc opératoire jusqu'à la taille 44.



- Convient pour les chariots E 975/2 dans le niveau inférieur
- Équipé de 36 supports, hauteur 280 mm

Code EAN: 4002512257145 / Numéro de matériel: 05001360 / Ancien Numéro de matériel: 69593001D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
PG 8527	•
PG 8528	•
Catégorie de produit	
Complément pour les sabots de bloc opératoire	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des sabots de bloc opératoire	•
Capacité	
Sabots de bloc opératoire [nombre]	36
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	289
Dimension extérieure, largeur nette en mm	586
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	752
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	13 7/8 (350)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	30 3/8 (770)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	39 3/8 (1000)
Poids net en kg	9 (3,65)
Poids brut en kg	13 (5,70)