

E 484
Complément
pour la prise en charge de divers instruments.



- Tresse métallique de 1,4 mm, largeur de mailles de 8 mm
- Équipé des supports : E 485, E 486, E 487, E 488, E 489

Code EAN: 4002512398718 / Numéro de matériel: 05109190 /
Ancien Numéro de matériel: 69548401D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Complément pour les haricots/cuvettes	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des sabots de bloc opératoire	•
Traitement des cuvettes	•
Traitement des haricots	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement de divers ustensiles	•
Capacité	
Sabots de bloc opératoire [nombre]	16
Cuvettes [nombre]	4
Haricots [nombre]	9
Masques respiratoires [nombre]	9
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	5 15/16 (150)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	18 9/16 (470)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	18 15/16 (480)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	22 1/16 (560)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	7 1/8 (180)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	21 5/16 (540)
Poids net en kg	7 (2,97)
Poids brut en kg	9 (3,78)