

E 486  
Support  
pour la prise en charge de récipients.



- Convient pour la prise en charge d'1 récipient

Code EAN: 4002512398732 / Numéro de matériel: 05109230 /  
Ancien Numéro de matériel: 69548601D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément pour les haricots/cuvettes	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des cuvettes	•
<b>Capacité</b>	
Cuvettes [nombre]	1
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	275
Dimension extérieure, largeur nette en mm	464
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	10
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	18 3/4 (475)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	18 3/8 (465)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1 (25)
Poids net en kg	1 (0,21)
Poids brut en kg	1 (0,43)