


E 487

Support

pour la prise en charge de 4 sabots de bloc opératoire jusqu'à hauteur de 280 mm.



Code EAN: 4002512398749 / Numéro de matériel: 05109250 /
Ancien Numéro de matériel: 69548701D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Complément pour les sabots de bloc opératoire	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des sabots de bloc opératoire	•
Capacité	
Sabots de bloc opératoire [nombre]	4
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	280
Dimension extérieure, largeur nette en mm	464
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	10
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	18 5/8 (470)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	18 5/8 (470)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1 (25)
Poids net en kg	1 (0,37)
Poids brut en kg	2 (0,52)