


E 488
Support
pour la prise en charge de masques respiratoires.



- Convient pour 3 masques respiratoires

Code EAN: 4002512398756 / Numéro de matériel: 05109260 /
Ancien Numéro de matériel: 69548801D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Autre complément	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de divers ustensiles	•
Capacité	
Masques respiratoires [nombre]	3
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1 1/4 (31) in (mm)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	9 1/2 (240) in (mm)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	8 5/16 (210) in (mm)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	3 (75)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	11 1/16 (280)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	20 1/8 (510)
Poids net en kg	1 (0,27)
Poids brut en kg	1 (0,39)