

AUF 1

Enregistrement

traitement optimal des instruments de transfert dans panier supérieur O 177/1.



- Composé de : un joint, une douille fileté, une attache
- Prise en charge partie inf. et supérieure, 5 plaques filtrantes

Code EAN: 4002512427517 / Numéro de matériel: 05159510 / Ancien Numéro de matériel: 68551101D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
Catégorie de produit	
Logement ou adaptateur pour instruments rotatifs	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments dentaires	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0 (0) in (mm)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0 (0) in (mm)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0 (0) in (mm)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	3 3/16 (80)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	3 3/16 (80)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	3 15/16 (100)
Poids net en kg	2 (0,90)
Poids brut en kg	5 (1,84)
Paquet d'accessoires	
Plaque de filtre FP	•