

E 702

Essai

pour augmenter la capacité à deux autres compléments à mailles.



- Un autre niveau pour les chariots E 525/2 ou E 701/2
- Pour la prise en charge de 2 autres compléments à mailles DIN

Code EAN: 4002512400831 / Numéro de matériel: 05221490 /
Ancien Numéro de matériel: 69570201D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
Catégorie de produit	
Autre complément/autre module	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Capacité	
Compléments à mailles DIN [nombre]	2
Compléments à mailles SPRI [nombre]	1
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	22 1/16 (560)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	6 5/16 (160)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	20 7/8 (530)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	24 1/16 (610)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	10 1/4 (260)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	21 1/8 (535)
Poids net en lb (kg)	8 (3,50)
Poids brut en lb (kg)	10 (4,50)