

E 713

Chariot

pour la prise en charge de 2 conteneurs DIN, incl. couvercle et 4 compléments à mailles sur 3 niv.



- Équipé de 2 bras de lavage intégrés
- La taille de chargement de chaque niveau est différente
- Bande mag. pour détection auto. chariot (sans bande magn.)
- Équipé d'un raccordement pour 5 instruments à cavité
- Équipé d'un raccord pour séchage à l'air chaud

Code EAN: 4002512401944 / Numéro de matériel: 05221550 /
Ancien Numéro de matériel: 69571301D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7825	•
G 7826	•
Catégorie de produit	
Chariot pour compléments	•
Chariot pour conteneur	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement des containers	•
Capacité	
Compléments à mailles DIN [nombre]	4
Compléments à mailles SPRI [nombre]	2
Container DIN hauteur 15 cm [nombre]	2
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	20 7/8 (530)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	22 11/16 (575)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	23 5/8 (600)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	22 1/16 (560)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	25 1/4 (640)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	26 13/16 (680)
Poids net en lb (kg)	22 (9,70)
Poids brut en lb (kg)	23 (10,00)
Paquet d'accessoires	
Barre magnétique pour l'identification automatique de chariot (sans aimant) [nombre]	1