


E 475

Barrette de maintien  
pour stabiliser les douilles de rinçage.



- Convient aux compléments de MIC

Code EAN: 4002512401234 / Numéro de matériel: 05226040 /  
Ancien Numéro de matériel: 69747501D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Support	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments CMI	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	110
Dimension extérieure, largeur nette en mm	155
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	500
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	4 3/8 (110)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	6 5/16 (160)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	20 1/8 (510)
Poids net en kg	1 (0,10)
Poids brut en kg	1 (0,22)