

E 496

Gicleur à injection

avec blocage à ressort pour le matériel d'intubation.



Code EAN: 4002512365970 / Numéro de matériel: 05235490 /
Ancien Numéro de matériel: 69749601D

| | |
|---|-----------------|
| Famille produit | |
| Laveurs-désinfecteurs, médical | • |
| Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical | • |
| Accessoires | |
| G 7823 | • |
| G 7824 | • |
| G 7825 | • |
| G 7826 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8562 | • |
| Catégorie de produit | |
| Gicleur à injection | • |
| Caractéristiques produit | |
| Matériau | Inox, Plastique |
| Couleur | Inox, Noir |
| Domaine d'application | |
| Traitement des instruments d'anesthésie | • |
| Traitement des instruments CMI | • |
| Traitement des instruments avec lumen | • |
| Raccordement élect. standard | |
| Nombre de phases de courant | 0 |
| Tension en V | 0 |
| Fréquence en Hz | 0 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 0,00 |
| Protection par fusible en A | 0 |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm) | 4 3/4 (120) |
| Dimension extérieure, largeur nette en po (mm) | 0 (0) |
| Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm) | 0 (0) |
| Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm) | 4 3/4 (120) |
| Dimension extérieure, largeur brute en po (mm) | 1 3/16 (30) |
| Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm) | 1 3/16 (30) |
| Diamètre en po (mm) | 0 3/16 (4) |
| Poids net en lb (kg) | 2 (0,75) |
| Poids brut en lb (kg) | 2 (0,90) |