

E 730

Complément

pour la prise en charge optimale de 20 sabots de bloc opératoire.



Code EAN: 4002512423120 / Numéro de matériel: 05271020 /
Ancien Numéro de matériel: 69573001D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7825	•
G 7826	•
Catégorie de produit	
Complément pour les sabots de bloc opératoire	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des sabots de bloc opératoire	•
Capacité	
Sabots de bloc opératoire [nombre]	20
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	11 7/16 (290)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	18 9/16 (470)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	21 5/16 (540)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	16 9/16 (420)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	21 5/16 (540)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	23 5/8 (600)
Poids net en lb (kg)	20 (8,70)
Poids brut en lb (kg)	23 (10,00)