


E 489

Support multi-usages

pour la prise en charge de divers instruments, par ex. des semelles pour les sabots de bloc.



Code EAN: 4002512431835 / Numéro de matériel: 05337120 /  
Ancien Numéro de matériel: 69548901D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément pour les sabots de bloc opératoire	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des sabots de bloc opératoire	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	60
Dimension extérieure, largeur nette en mm	464
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	10
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1 1/2 (35)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	5 1/8 (130)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	18 5/8 (470)
Poids net en kg	1 (0,12)
Poids brut en kg	1 (0,23)