

E 984

Complément

pour la prise en charge de différents instruments.



- Possibilité d'équipement avec différents supports

Code EAN: 4002512431323 / Numéro de matériel: 05337750 /
Ancien Numéro de matériel: 69598401D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
PG 8527	•
PG 8528	•
Catégorie de produit	
Complément pour les haricots/cuvettes	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des sabots de bloc opératoire	•
Traitement des cuvettes	•
Traitement des haricots	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	371
Dimension extérieure, largeur nette en mm	150
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	572
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	15 3/8 (390)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	6 3/8 (160)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	23 1/4 (590)
Poids net en kg	7 (2,95)
Poids brut en kg	8 (3,30)