

E 985
Support
pour la prise en charge optimale de 2 haricots.



- Pour une utilisation dans le complément E 984

Code EAN: 4002512431330 / Numéro de matériel: 05337760 /
Ancien Numéro de matériel: 69598501D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
PG 8528	•
Catégorie de produit	
Complément pour les haricots/cuvettes	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des haricots	•
Capacité	
Haricots [nombre]	2
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	2 7/8 (70)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	11 1/8 (280)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	20 (505)
Poids net en kg	1 (0,23)
Poids brut en kg	1 (0,43)