

E 986
Support
pour la prise en charge de 5 récipients.



- Pour une utilisation dans le complément E 984

Code EAN: 4002512431347 / Numéro de matériel: 05337770 /
Ancien Numéro de matériel: 69598601D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
PG 8527	•
PG 8528	•
Catégorie de produit	
Complément pour les haricots/cuvettes	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des cuvettes	•
Capacité	
Cuvettes [nombre]	1
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1 (25)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	13 (330)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	17 1/4 (435)
Poids net en kg	1 (0,19)
Poids brut en kg	1 (0,36)