

E 987

Support

pour la prise en charge de 15 sabots de bloc opératoire jusqu'à la taille 44.



- Pour une utilisation dans le complément E 984

Code EAN: 4002512431354 / Numéro de matériel: 05337800 / Ancien Numéro de matériel: 69598701D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
PG 8527	•
PG 8528	•
Catégorie de produit	
Complément pour les sabots de bloc opératoire	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des sabots de bloc opératoire	•
Capacité	
Sabots de bloc opératoire [nombre]	15
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	0 (0)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	0 (0)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	0 (0)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	1 3/16 (30)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	18 1/8 (460)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	18 3/4 (475)
Poids net en lb (kg)	1 (0,23)
Poids brut en lb (kg)	1 (0,40)