


E 989

Support multi-usages

pour par exemple 8 semelles de sabots de bloc opératoire.



- Pour une utilisation dans le complément E 984

Code EAN: 4002512431828 / Numéro de matériel: 05376740 / Ancien Numéro de matériel: 69598901D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
PG 8528	•
Catégorie de produit	
Autre complément	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des sabots de bloc opératoire	•
Capacité	
Semelles [nombre]	8
Raccordement élect. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	0 7/8 (20)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	13 (330)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	16 3/8 (415)
Poids net en kg	1 (0,10)
Poids brut en kg	1 (0,26)