

E 520

Complément

pour la prise en charge optimale des instruments pour canal radulaire.



- Convient pour 17 instruments pour canal radulaire
- Rabattable
- Stérilisation possible à la vapeur à 121° C / 134° C

Code EAN: 4002512472524 / Numéro de matériel: 05409080 / Ancien Numéro de matériel: 68552001D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs	•
<b>Accessoires</b>	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Autre complément	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Plastique
Couleur	Blanc
<b>Capacité</b>	
Extracteurs de racine [nombre]	17
<b>Raccordement élect. standard</b>	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	45
Dimension extérieure, largeur nette en mm	75
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	30
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	3 1/4 (80)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	3 3/4 (95)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	4 3/8 (110)
Poids net en kg	1 (0,05)
Poids brut en kg	1 (0,10)