


E 746
Module
pour la prise en charge optimale de max. 23 pipettes.



- Convient pour 23 pipettes en position diagonale
- 10 pipettes jusqu'à 560 mm et 13 pipettes jusqu'à 490 mm
- Écartement des supports de 20 ou 26 mm

Code EAN: 4002512591195 / Numéro de matériel: 05555280 /
Ancien Numéro de matériel: 69574601D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
G 7825	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les pipettes	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Capacité	
Pipettes [nombre]	23
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	13 (330)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	19 3/8 (492)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	19 9/16 (496)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	15 3/4 (400)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	23 1/4 (590)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	21 5/16 (540)
Poids net en lb (kg)	55 (24,60)
Poids brut en lb (kg)	56 (25,00)