

E 469

Douille de rinçage

pour prise en charge optimale d'instruments MIC d'urologie, L 300 mm, Ø 11 mm.



- Bouchon, ouverture de Ø 6 mm
- Avec collier de fixation

Code EAN: 4002512598446 / Numéro de matériel: 05563950 /
Ancien Numéro de matériel: 69546901D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Douille de rinçage	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement des instruments CMI	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	300
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	5 3/4 (145)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	10 1/2 (265)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	6 1/8 (155)
Diamètre en mm	0 1/4 (6)
Poids net en kg	1 (0,05)
Poids brut en kg	1 (0,05)