


A 18
Couvercle
pour fixer la vaisselle fragile.



- Tresse métallique 1 mm, largeur mailles 5 mm, cadre tournant 4 mm

Code EAN: 4002513118124 / Numéro de matériel: 05631080 /
Ancien Numéro de matériel: 69745006D

Familie produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Couvercle	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	20
Dimension extérieure, largeur nette en mm	230
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	430
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	2 13/16 (70)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	9 7/8 (250)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	19 5/16 (490)
Poids net en kg	1 (0,37)
Poids brut en kg	2 (0,55)