


A 5

Couvercle

pour une fixation optimale de la charge fragile.



- Cadre en inox recouvert filet plastifié (qualité matériel PA 12)
- Utilisable sur O 184 et U 184

Code EAN: 4002513126310 / Numéro de matériel: 05637190 /
Ancien Numéro de matériel: 69500501D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Accessoires	
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
Catégorie de produit	
Cache	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Câble, rilsanisé, Plastique
Couleur	Blanc
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement de divers ustensiles	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	8
Dimension extérieure, largeur nette en mm	280
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	280
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	0 7/8 (20)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	18 5/8 (470)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	18 5/8 (470)
Poids net en kg	1 (0,40)
Poids brut en kg	2 (0,55)