

Code EAN: 4002513197471 / Numéro de matériel: 05647640 /

Ancien Numéro de matériel: 69575201D

E 752 Module pour la prise en charge optimale de verrerie à col étroit 100 - 1000 ml.



- Avec 12 buses (E 351) 4 x 160 mm avec support-tulipe (E 353)
- Avec 13 buses (E 352) 6 x 220 mm avec support-tulipe (E 354)

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
G 7825	•
G 7826	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour la verrerie à col étroit	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des pipettes/flacons	•
Capacité	
Verrerie à col étroit [nombre]	25
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	10 1/4 (260)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	19 3/8 (492)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	19 9/16 (496)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	6 3/4 (170)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	20 7/8 (530)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	22 1/16 (560)

22 (9,70)

23 (10,00)

Poids net en lb (kg)

Poids brut en lb (kg)