


E 523

Complément

pour la prise en charge optimale de 6 plaques de panier.



- Équipé de 7 supports (6 compartiments), H 145, écartement 50 mm

Code EAN: 4002513199116 / Numéro de matériel: 05649700 /
Ancien Numéro de matériel: 69552301D

| | |
|----------------------------------------------|--------------|
| Famille produit | |
| Laveurs-désinfecteurs | • |
| Accessoires | |
| PG 8581 | • |
| PG 8591 | • |
| Catégorie de produit | |
| Complément pour les plaques/plateaux | • |
| Caractéristiques produit | |
| Matériau | Inox |
| Couleur | Inox |
| Nombre de compléments | 6 |
| Domaine d'application | |
| Traitement des instruments dentaires | • |
| Raccordement électr. standard | |
| Nombre de phases de courant | 0 |
| Tension en V | 0 |
| Fréquence en Hz | 0 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 0,00 |
| Protection par fusible en A | 0 |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 151 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 220 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 450 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 7 3/4 (195) |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 9 1/2 (240) |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 19 1/2 (495) |
| Poids net en kg | 4 (1,40) |
| Poids brut en kg | 4 (1,65) |