

E 801/1  
Complément  
pour la prise en charge optimale de 8 gobelets.



- Convient pour 8 gobelets, max. Ø 75 mm
- Rilsanisé

Code EAN: 4002513220650 / Numéro de matériel: 05673820 /  
Ancien Numéro de matériel: 68580102D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs	•
<b>Accessoires</b>	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Autre complément	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Câble, rilsanisé
Couleur	Blanc
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments dentaires	•
<b>Capacité</b>	
Gobelets [nombre]	8
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	155
Dimension extérieure, largeur nette en mm	200
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	320
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	10 3/4 (270)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	20 1/8 (510)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	9 1/2 (240)
Poids net en kg	3 (1,00)
Poids brut en kg	4 (1,50)