


E 755

Module

pour la prise en charge optimale de verrerie à col étroit 25 - 100 ml.



- Équipé de 36 buses (E 470) 2,5 x 90 mm avec support

Code EAN: 4002513248821 / Numéro de matériel: 05701590 /
Ancien Numéro de matériel: 69575501D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
G 7825	•
G 7826	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour la verrerie à col étroit	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des pipettes/flacons	•
Capacité	
Verrerie à col étroit [nombre]	36
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	5 1/8 (130)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	19 3/8 (492)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	19 9/16 (496)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	21 1/2 (545)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	6 5/16 (160)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	20 7/8 (530)
Poids net en lb (kg)	11 (4,80)
Poids brut en lb (kg)	12 (5,40)