

ML/2

Barre magnétique

pour la détection automatique du chariot/le contrôle du bras de lavage.



- La barrette ML/2 essentielle utilisation contrôle bras de lavage
- 5 aimants, combinaisons variables
- 15 combinaisons possibles

Code EAN: 4002513274158 / Numéro de matériel: 05723270 /
Ancien Numéro de matériel: 69745703D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8535	•
PG 8536	•
Catégorie de produit	
Barrette d'aimants pour identification automatique de chariot	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox, Noir
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0 3/8 (9) in (mm)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	1 (25) in (mm)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	10 7/8 (275) in (mm)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	3 3/4 (95)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	8 1/8 (205)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	12 7/16 (315)
Poids net en kg	1 (0,17)
Poids brut en kg	1 (0,32)